



# ESPECIFICACIONES MULTINEB

---

---

**Conector muestra:** Directo

**Tecnología:** Flow-blurring

**Auto Aspirado:** No (Sin contrapresión)

**Conector Gas:** Conexión rápida

**Material:** PFA, ETFE, PEEK y LCP

**Código UNSPSC:** 41113000

**Compatibilidad Química:** Acuoso, ácido fluorhídrico y disolventes orgánicos

**Notas:** Ideal para análisis frecuentes de muestras hasta 20 % TDS con buena precisión y mayor sensibilidad que el SeaSpray; gracias a su construcción con materiales inertes lo hace adecuado para prácticamente cualquier solución.

**Idoneidad TDS:** 20 %TDS

**Caudal:** 0.25-1ml/min (para cada capilar)

**Presión:** 180-200 Kpa (0.7-1 lpm Ar)

**Otras características:** No apto SVS/AVS