



ESPECIFICACIONES ONENEB 2

Conector muestra: Directo (tubo PFA 1/16")

Tecnología: Flow-blurring

Auto Aspirado: No

Conector Gas: Conexión rápida (4mm)

Material: PFA, ETFE, PEEK y LCP.

Código UNSPSC: 41113000

Compatibilidad Química: Acuoso, ácido fluorhídrico y disolventes orgánicos

Notas: Ideal para análisis frecuentes de muestras hasta 25 % TDS con buena precisión y mayor sensibilidad que el SeaSpray; gracias a su construcción con materiales inertes lo hace adecuado para prácticamente cualquier solución. Proporciona una excelente precisión: normalmente < 1% RSD.

Idoneidad TDS: 25 %TDS

Caudal: 0.5-2ml/min (1ml/min recomendado)

Presión: 150 Kpa (0.7 lpm Ar)

Otras características: No apto SVS/AVS